

## MASCHERA FACCIALE PER CPAP

### Destinazione d'uso

Maschera facciale riutilizzabile "FLEXIFIT" multimisura ventilata per CPAP e Bi-Level completa di fasce nicali. La maschera facciale "FLEXIFIT" HC431 ha una forma innovativa ed arriva fino sotto il mento; questo garantisce un miglior posizionamento della maschera stessa e conseguentemente una miglior tenuta e la riduzione di possibili perdite quando il paziente apre la bocca.



### Caratteristiche principali

La maschera facciale "FLEXIFIT" HC431 ha una forma innovativa ed arriva fino sotto il mento; questo garantisce un miglior posizionamento della maschera stessa e conseguentemente una miglior tenuta e la riduzione di possibili perdite quando il paziente apre la bocca.

La maschera e le fasce nicali sono già assemblate in un'unica confezione, rendendo immediato e semplice l'utilizzo della maschera.

### RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	SONNO SERVICE
Paese di produzione	-
Classe di dispositivo 93/42	-
Codice di classificazione GMDN	-

### CARATTERISTICHE DELLA MASCHERA

Pressione operativa	3 – 25 cmH2O
Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito	192 ml

### MATERIALI

Scocca della maschera	Policarbonato (PC)
Cuscinetti facciali (varie misure)	Silicone
Valvola antisoffocamento	Policarbonato (PC) / Silicone
Connettore a gomito	Policarbonato (PC)
Appoggi frontali	Silicone
Fascia a scorrimento Glider™	Nylon (PA)
Fasce nicali	Breathe-o-prene™ (Lycra™/Poliuretano)

### RESISTENZA AL FLUSSO

Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,2 cm H2O

Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 0,6 cm H2O